

Sanicube Q20

Sanifica

qualsiasi ambiente

di piccole dimensioni in pochi minuti uccidendo il 99,9% di virus, spore e batteri



Abbatte la carica batterica del 99,9%



Combatte virus e batteri in pochi minuti




Inibisce la riproduzione dei virus e batteri



Facilmente programmabile con app

Ambiente

Il modello Sanicube Q20 nato per la sanificazione delle **ambulanze** e dei **veicoli di emergenza-urgenza**, è adattabile per ogni altra tipologia di mezzo di trasporto come **veicoli speciali, macchine a noleggio, sharing car, taxi, ncc, bus, treni, aerei** e ogni altro piccolo ambiente confinato.



Descrizione

Sanicube Q20 è il sistema di disinfezione che nebulizza un potente igienizzante a base di Perossido d'Idrogeno, altamente **efficace contro germi, funghi e batteri**, sia sulle superfici che in sospensione aerea, diffondendo nell'ambiente micro- particelle invisibili in grado di penetrare anche nei luoghi meno accessibili.



Protegge da virus, funghi e batteri

La macchina satura completamente l'ambiente in **breve tempo**. La nebbia trasporta il biocida anche nelle zone difficilmente raggiungibili, risolvendo così anche le falle dei comuni sistemi di disinfezione, entrando in contatto con il 100% dell'ambiente da sanificare.

Quando la nebbia scompare, le sostanze attive reagiscono uccidendo i patogeni presenti. Il **tempo di attesa** consigliato **dopo la sanificazione** è di soli **15 minuti**.



Controllo via app su smartphone e gestione attività in cloud

Puoi **pianificare** e **visualizzare** in **tempo reale** le azioni eseguite, generando in maniera automatica un documento elettronico per ogni trattamento effettuato immediatamente disponibile in cloud e consultabile da smartphone o da remoto.



Composizione atossica

Il biocida adottato è **NON tossico** e **NON cancerogeno** per il personale, a cui comunque non è consentita la presenza durante l'atomizzazione. **Non contiene sostanze chimiche nocive** e terminata l'azione di sanificazione le microparticelle si trasformano in acqua e ossigeno.



Rilascio reportistica ufficiale

Il sistema fornisce un **report di avvenuta sanificazione**, producendo una dichiarazione stampabile.

Specifiche tecniche

Power supply: 12V/8A o 220V/0.4A (optional)

Dimensioni: 373x200x200mm

